

# 柯滄銘婦產科 / 基因飛躍生命科學實驗室

## 口腔棉棒採檢說明

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>1. 洗淨雙手，依照右圖方式取出棉棒。</p>                |    |   |
| <p>2. 以貼紙寫上受檢人的名字(或代號)，貼在棉棒上。</p>         |     |    |
| <p>3. 張開嘴巴，以棉棒頭刮取口腔內頰，左右各 5-7 次。</p>      |    |   |
| <p>4. 棉棒倒放在空杯中 5-10 分鐘，使棉棒自然風乾。</p>       |  |   |
| <p>5. 將風乾之棉棒小心放回原來的紙套。</p>                |  |   |
| <p>6. 在紙套上標示受檢者的名字 (或代號)。</p>             |  |   |
| <p>注意！勿接觸棉棒海綿部分。<br/>注意！採檢後之棉棒不可互相接觸。</p> |   |  |

若有任何問題，請來電洽詢：02-3393-1030